






PROMEGOM
PRODUCTOS MÉDICOS GÓMEZ

**Distribuidor exclusivo
para Nicaragua**

VÁLVULA PARA DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL (BURR-HOLE)

Registro Sanitario No. 222E82 SSA

Tu bienestar, es nuestra motivación.



COMPONENTES

Una cámara biconvexa para los tamaños adulto e infantil.

Una cámara base plana para el tamaño neonatal.

Un catéter ventricular radiopaco de 15cm de longitud para los tamaños adulto e infantil.


Un catéter ventricular radiopaco de 20cm de longitud para el tamaño neonatal.

Un catéter peritoneal de 90cm de longitud para los tamaños adulto e infantil.

Un catéter peritoneal de 75cm de longitud para el tamaño neonatal.

Tres conectores rectos de 14mm de longitud.

RELACIÓN PRESIÓN - GASTO



Fabricado en México por: **Biomedica Mexicana**, S.A. de C.V.
Calzada Ermita Iztapalapa No. 855, Col. Santa Isabel Industrial
Delegación Iztapalapa, CP 09820, Ciudad de México, México

Tel.: (+52 55) 5581 5919 / (+52 55) 5582 7036

Email: ventas@biomedicamexicana.com.mx

Twitter: @Biomedica_mex

Facebook: /BiomedicaMexicana

www.biomedicamexicana.com.mx



VÁLVULA PARA DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL (BURR-HOLE)

Registro Sanitario No. 222E82 SSA

Tu bienestar, es nuestra motivación.

DESCRIPCIÓN

La válvula para derivación ventrículo peritoneal está indicada para el tratamiento de la Hidrocefalia en todas sus variedades, al existir un aumento de la presión intracraneal o bien cuando se desean mejorar las funciones cerebrales mediante un régimen de hipotensión. Éste producto es fabricado con silicón grado implante.

CLAVE	TAMAÑO	PRESIÓN	PRESIÓN DE OPERACIÓN*	CODIGO
VDVP - A16	Adulto	Alta	95 - 125	•••
VDVP - M16	Adulto	Media	60 - 80	••
VDVP - B16	Adulto	Baja	30 - 45	•
VDVP - A14	Infantil	Alta	95 - 125	•••
VDVP - M14	Infantil	Media	60 - 80	••
VDVP - B14	Infantil	Baja	30 - 45	•
VDVP - A12	Infantil	Alta	95 - 125	•••
VDVP - M12	Infantil	Media	60 - 80	••
VDVP - B12	Infantil	Baja	30 - 45	•
VDVP - NA	Neonatal	Alta	95 - 125	•••
VDVP - NM	Neonatal	Media	60 - 80	••
VDVP - NB	Neonatal	Baja	30 - 45	•

* Presión de operación en “mm H₂O”

PRESENTACIÓN

Individual, este producto es estéril y desechable.



PROMEGOM
PRODUCTOS MÉDICOS GÓMEZ

**Distribuidor exclusivo
para Nicaragua**